

Descripción:

Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema compuesta de protección P.V.C y elástico para sujeción pensada para la protección de todos los profesionales sanitarios, médicos, policías, bomberos y empresas de servicios y comercios que tengan que seguir con su actividad mientras dure la lucha contra la pandemia del Coronavirus.

Diseñada para proporcionar una barrera de protección en el área facial y las membranas mucosas relacionadas (ojos, nariz, boca) contra salpicaduras, aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales. Aunque la organización Mundial de la Salud en su "Informe Situación – 66" del 26/03/2020 confirma, hasta la fecha, que no hay evidencia de aerosolización en el aire con partículas que potencialmente contengan el virus COVID-19, se recomienda, especialmente en lugares cerrados, el uso adicional de otros dispositivos de protección, por ejemplo, máscaras respiratorias FFP2 o FFP3, ya que los aerosoles pueden fluir detrás de la visera.

Características:

- Temperatura de uso -40°C a 60°C
- Buena protección contra impactos leves
- Ultraligera y con buena flexibilidad
- Visión amplia: 160°
- Medidas: largo 24cm; ancho 28cm
- Goma elástica ajustable
- Reutilizable y fácilmente desinfectable
- Alta transparencia y claridad visual

Utilización:

Esta referencia cuenta con una pantalla protectora de plástico rígido y traslúcido que al ser reutilizable se puede desinfectar tanto con alcohol como con agua y jabón.

Lávase las manos con agua y jabón y séquelas. Coloque la visera sobre la cara y los ojos sin tocar en el interior, de modo que la diadema se coloque cómodamente al nivel de la frente, justo por encima de los ojos.

PANTALLA FACIAL PROTECTORA

